



Ficha técnica REF 24.30.20

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	24.30.20	Weitlaner Beckmann separador agu 21.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826033040
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;A002;03;P6
Peso neto (kg)	0,130	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	21.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		