




Ficha técnica REF 24.52.38

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	24.52.38	valva lateral 62x38mm par	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826033453
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,140	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	62x38mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		