





## Ficha técnica REF 24.60.18

11.12.2025

| Datos generales  |   |                              |                |
|--|---|------------------------------|----------------|
| Referencia   | 24.60.18  | Perman separador abdom 180mm |                |
| Unidad   | unid.   | Número de aduana             | 90189084       |
| GMDN   | 45182   | GTIN                         | 04046826033705 |
| Clasificación  | 2a (EU MDD)                                     | UMDNS-Code                   | 13-390         |
| Clasificación  | 7 (EU MDD)                                      | Base UDI-DI                  |                |
| Peso neto (kg)   | 0,663   | Manual de uso                |                |
| Latex free   | si  | Instrucciones de preparación | MPK01          |
|   |   |                              |                |
| Medicon medios   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                              |                |
| Imagen completa  |   | Imagen detallada             |                |
|  |   |                              |                |
| Medida   | 180mm   | Revestimiento                |                |
| Condiciones de almacenamiento  |   |                              |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                             |   |                              |                |
| Material   |   |                              |                |
|  | N° de material (Denominación DIN)               |                              |                |
| Cuerpo   | 1.4021 (X20Cr13)                                |                              |                |