

Ficha técnica REF 24.70.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	24.70.02	Balfour Baby bastidor solo p 24.70.01	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826402570
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)
----------------	---

Imagen completa	Imagen detallada
-----------------	------------------

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

--	--

Condiciones de almacenamiento	
1	Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y de la humedad.
2	Evitar el contacto con superficies metálicas o plásticas que puedan causar corrosión o contaminación.
3	Utilizar recipientes herméticos para evitar la pérdida de humedad y la contaminación.
4	Evitar el almacenamiento prolongado en condiciones de alta humedad o temperatura.
5	Revisar periódicamente el estado de conservación de los productos almacenados.

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)