





Ficha técnica REF 24.70.42

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|------------------------------|----------------|
| Referencia | 24.70.42 | valva lateral 60mm par | |
| Unidad | paq./2 | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826033965 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-390 |
| Clasificación | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,065 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 60mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Otro | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |