





Ficha técnica REF 24.80.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	24.80.01	Doyen valva abdom 95x60mm 29cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826034412
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,405	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	95x60mm 29cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		