





Ficha técnica REF 24.80.51

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------|
| Referencia | 24.80.51 | Rochard valva abdom 95x60mm 29cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 46481 | GTIN | 04046826034467 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-390 |
| Clasificación | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,265 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 95x60mm 29cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Otro | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |