



Ficha técnica REF 24.90.00

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	24.90.00	elevador mamario 28cm p plastica de mamaria	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826034580
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,500	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK24-1
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	28cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4021 (X20Cr13)		