



Ficha técnica REF 24.90.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	24.90.11	Solz disector pecoral 37cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826034603
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-215
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Peso neto (kg)	0,200	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK24-1
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	37cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		