



Ficha técnica REF 24.90.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	24.90.23	Solz marcador p aréola ro Ø 38mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32313	GTIN	04046826472726
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-443
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 38mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		