



Ficha técnica REF 24.90.35

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	24.90.35	Solz marcador p aréola ro Ø 45mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32313	GTIN	04046826034658
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-443
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;07;X9
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 45mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4301 (X5CrNi18-10)		