



## Ficha técnica REF 240.25.18

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                       | 240.25.18                                                                                                                                                 | SC Lister tijera p vendajes 18cm |                                                                                                |
| Unidad                                                                                                                                                                           | unid.                                                                                                                                                     | Número de aduana                 | 82130000                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                             | 13481                                                                                                                                                     | GTIN                             | 04046826175214                                                                                 |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1 (EU MDR)                                                                                                                                                | UMDNS-Code                       | 13-481                                                                                         |
| Clasificación                                                                                                                                                                    | 1 (EU MDR)                                                                                                                                                | Base UDI-DI                      | 4046826;N001;01;WC                                                                             |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                   | 0,093                                                                                                                                                     | Manual de uso                    | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                                       | si                                                                                                                                                        | Instrucciones de preparación     |                                                                                                |
| <div></div>    |                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia )<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |                                  |                                                                                                |
| Imagen completa                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | Imagen detallada                 |                                                                                                |
| <div></div> |                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                |
| Medida                                                                                                                                                                           | 18cm                                                                                                                                                      | Revestimiento                    | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                |
| Material                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                  | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                         |                                  |                                                                                                |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                               | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                               |                                  |                                                                                                |