




Ficha técnica REF 253.31.18

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	253.31.18	SC Waldmann tijera p perineo 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35328	GTIN	04046826175320
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-493
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,064	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgty) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	18cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		