







## Ficha técnica REF 255.15.36

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	255.15.36	SC Hegemann Diethrich tijera vasc 18cm 60°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44354	GTIN	04046826175382
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-482
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio ) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	18cm 60°	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		