





## Ficha técnica REF 26.27.12

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	26.27.12	Henahan elevador 12mm 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826034993
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso neto (kg)	0,035	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	12mm 17cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		