








Ficha técnica REF 26.29.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	26.29.01	Nagata elevador p auric doble 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826035037
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		