





## Ficha técnica REF 26.37.16

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	26.37.16	Mod Lanz disector doble 16.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826035181
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	16.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		