



## Ficha técnica REF 26.37.90

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	26.37.90	MacDonald disector doble 6mm 19cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826035228
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,023	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	6mm 19cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		