



Ficha técnica REF 26.37.95

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	26.37.95	Cohen elevador doble 6mm 24cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826035235
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso neto (kg)	0,037	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	6mm 24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		