








Ficha técnica REF 26.39.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	26.39.10	Miller cureta doble 2mm 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826035273
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,039	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	2mm 17cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		