



## Ficha técnica REF 26.42.23

11.12.2025

| Datos generales  |   |                              |                         |
|--|---|------------------------------|-------------------------|
| Referencia   | 26.42.23  | McKenty legra 3mm 15cm       |                         |
| Unidad   | unid.   | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN   | 35559   | GTIN                         | 04046826419882          |
| Clasificación  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                   | 11-084                  |
| Clasificación  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso neto (kg)   | 0,000   | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free   | si  | Instrucciones de preparación | MPK03-1                 |
|      |   |                              |                         |
| Medicon medios   | 450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia )<br>453.30.00 (daniel - Set de instrumentos para la rinoplastia avanzada Folleto) |                              |                         |
| Imagen completa  |   | Imagen detallada             |                         |
|   |   |                              |                         |
| Medida   | 3mm 15cm  | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento  |   |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación   |   |                              |                         |
| Material   |   |                              |                         |
|  | N° de material (Denominación DIN)   |                              |                         |
| Cuerpo   | 1.4021 (X20Cr13)  |                              |                         |