



## Ficha técnica REF 26.44.04

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	26.44.04	Joseph legra 4mm 16.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826035426
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía ) 450.00.63 (catálogo Ortopedia ) 453.30.00 (daniel - Set de instrumentos para la rinoplastia avanzada Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	4mm 16.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		