





Ficha técnica REF 26.44.22

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	26.44.22	Lempert legra 2.0mm 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826035433
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,026	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.0mm 17cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		