



## Ficha técnica REF 26.44.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	26.44.25	Lempert legra 5.0mm 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826035464
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,028	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	5.0mm 17cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Mango</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		