






## Ficha técnica REF 26.64.13P

11.12.2025

| Datos generales   |  |                              |                         |
|---|--|------------------------------|-------------------------|
| Referencia  | 26.64.13P  | legra 3mm 18.5cm             |                         |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN  | 35559  | GTIN                         | 04046826431518          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                   | 11-084                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso neto (kg)  | 0,000  | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación | MPK03-1                 |
|   |  |                              |                         |
| Medicon medios  | 450.00.63 (catálogo Ortopedia )                          |                              |                         |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada             |                         |
|   |  |                              |                         |
| Medida  | 3mm 18.5cm   | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |  |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |                              |                         |
| Material  |  |                              |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)                        |                              |                         |
| Cuerpo<br>Mango   | 1.4021 (X20Cr13)<br>PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) |                              |                         |