






Ficha técnica REF 26.71.36P

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 26.71.36P | legra 16mm 30cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35559 | GTIN | 04046826431716 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-084 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.63 (catálogo Ortopedia) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 16mm 30cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo Mango | 1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) | | |