






## Ficha técnica REF 266.40.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	266.40.21	SC Heymann tijera 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826175450
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-500
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,043	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastía moderna Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		