






## Ficha técnica REF 267.53.16

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                          | 267.53.16                                                                                                                                                        | SC Cottle tijera acod 16cm   |                                                                                                |
| Unidad                                                                                                                                                              | unid.                                                                                                                                                            | Número de aduana             | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                | 38727                                                                                                                                                            | GTIN                         | 04046826175511                                                                                 |
| Clasificación                                                                                                                                                       | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                      | UMDNS-Code                   | 13-500                                                                                         |
| Clasificación                                                                                                                                                       | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                       | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                        |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                      | 0,064                                                                                                                                                            | Manual de uso                | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                          | si                                                                                                                                                               | Instrucciones de preparación | MPK23-1                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                |
| Medicon medios                                                                                                                                                      | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |                              |                                                                                                |
| Imagen completa                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | Imagen detallada             |                                                                                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                |
| Medida                                                                                                                                                              | 16cm                                                                                                                                                             | Revestimiento                | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                |
| Material                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                     | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                |                              |                                                                                                |
| Cuerpo                                                                                                                                                              | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                                                              |                              |                                                                                                |
| Tornillo                                                                                                                                                            | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                             |                              |                                                                                                |