








Ficha técnica REF 267.53.63

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	267.53.63	SC Plus Fomon tijera acod 13cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826175559
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-500
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
		 	
Medida	13cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		