







## Ficha técnica REF 27.06.20

11.12.2025

| Datos generales   |   |   |                    |
|---|---|---|--------------------|
| Referencia  | 27.06.20  | martillo guarnic nylon Ø 25mm 200g 18.5cm |                    |
| Unidad  | unid.   | Número de aduana                          | 90189084           |
| GMDN  | 32312   | GTIN                                      | 04046826036324     |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)  | UMDNS-Code                                | 15-229             |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)  | Base UDI-DI                               | 4046826;N002;04;WY |
| Peso neto (kg)  | 0,212   | Manual de uso                             | GATDN00X           |
| Latex free  | si  | Instrucciones de preparación              |                    |
|       |   |   |                    |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |   |                    |
| Imagen completa   |   | Imagen detallada                          |                    |
|   |   |   |                    |
| Medida  | Ø 25mm 200g 18.5cm  | Revestimiento                             |                    |
| Condiciones de almacenamiento   |   |   |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |   |   |                    |
| Material  |   |   |                    |
|   | N° de material (Denominación DIN)   |   |                    |
| Cuerpo  | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |   |                    |
| Mango   | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |   |                    |
| Otro  | PA 6 (Polyamid 6)   |   |                    |