






## Ficha técnica REF 27.08.50

11.12.2025

| Datos generales   |  |                              |                    |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| Referencia  | 27.08.50   | martillo Ø 42/30mm 550g 24cm |                    |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana             | 90189084           |
| GMDN  | 32312  | GTIN                         | 04046826036386     |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)   | UMDNS-Code                   | 15-229             |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)   | Base UDI-DI                  | 4046826;N002;04;WY |
| Peso neto (kg)  | 0,550  | Manual de uso                | GATDN00X           |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación |                    |
|   |  |                              |                    |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |                              |                    |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada             |                    |
|   |  |                              |                    |
| Medida  | Ø 42/30mm 550g 24cm  | Revestimiento                |                    |
| Condiciones de almacenamiento   |  |                              |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |                              |                    |
| Material  |  |                              |                    |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |                              |                    |
| <b>Cuerpo</b>   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |                              |                    |
| <b>Mango</b>  | 3.2315 (AlMgSi1)   |                              |                    |