



Ficha técnica REF 27.08.57

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	27.08.57	Bergmann (Hibbs) martillo Ø 40mm 540g 22.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32312	GTIN	04046826036393
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-229
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;04;WY
Peso neto (kg)	0,590	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 40mm 540g 22.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		