





## Ficha técnica REF 27.10.51

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	27.10.51	tapas de repuesto par p 27.10.50	
Unidad	paq./2	Número de aduana	90189084
GMDN	32312	GTIN	04046826036508
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	1 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,018	Manual de uso	GATDN005
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PA 6 (Polyamid 6)		