







Ficha técnica REF 27.10.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	27.10.70	Wagner martillo Ø 35mm 540g 24cm cpl	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32312	GTIN	04046826036539
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-229
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N002;04;WY
Peso neto (kg)	0,400	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 35mm 540g 24cm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	3.3535 (AIMG3) 3.3535 (AIMG3)		