







Ficha técnica REF 27.95.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	27.95.03	cincel tamponador p huesos Ø 3mm 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826037840
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;04;ak;6M
Peso neto (kg)	0,039	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 450.00.63 (catálogo Ortopedia) 451.09.02 (prospecto maxilo facial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 3mm 16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		