



Ficha técnica REF 277.53.90

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	277.53.90	BI-Line SC Converse Daniel tijera acod 9.5cm agu	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13495	GTIN	04046826445058
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-500
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 453.30.00 (daniel - Set de instrumentos para la rinoplastia avanzada Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	9.5cm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio aluminio carbono, por ejemplo, tijeras Magic Cut
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		