







Ficha técnica REF 28.43.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.43.10	Stille cinkel 10mm 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826038519
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,148	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	10mm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		