






Ficha técnica REF 28.53.00P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.53.00P	mango solo p hojas de cincel	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826431884
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		