





Ficha técnica REF 28.53.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.53.02	llave tensora p 28.53.00P	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826039189
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,055	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		