







Ficha técnica REF 28.61.02P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.61.02P	Mini Lexer cincel 2mm 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826431891
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
 			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	2mm 18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		