







## Ficha técnica REF 28.65.10P

11.12.2025

| Datos generales  |  |                              |                         |
|--|--|------------------------------|-------------------------|
| Referencia   | 28.65.10P  | Lexer gubia 10mm 22cm        |                         |
| Unidad   | unid.  | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN   | 10825  | GTIN                         | 04046826432140          |
| Clasificación  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                   | 10-825                  |
| Clasificación  | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso neto (kg)   | 0,000  | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Instrucciones de preparación | MPK20-1                 |
|      |  |                              |                         |
| Medicon medios   | 450.00.63 (catálogo Ortopedia )                          |                              |                         |
| Imagen completa  |  | Imagen detallada             |                         |
|   |  |                              |                         |
| Medida   | 10mm 22cm  | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento  |  |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación   |  |                              |                         |
| Material   |  |                              |                         |
|  | N° de material (Denominación DIN)                        |                              |                         |
| Cuerpo<br>Mango  | 1.4034 (X46Cr13)<br>PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) |                              |                         |