







Ficha técnica REF 28.66.12P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.66.12P	Dahmen cincel 12mm 30cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432362
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	12mm 30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		
Mango	PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		