







## Ficha técnica REF 28.66.20P

11.12.2025

| Datos generales  |                                      |                              |                         |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia   | 28.66.20P                            | Dahmen cincel 20mm 30cm      |                         |
| Unidad   | unid.                                | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN   | 10825                                | GTIN                         | 04046826432386          |
| Clasificación  | 1r (EU MDR)                          | UMDNS-Code                   | 10-825                  |
| Clasificación  | 6 (EU MDR)                           | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso neto (kg)   | 0,000                                | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free   | si                                   | Instrucciones de preparación | MPK24-1                 |
|      |                                      |                              |                         |
| Medicon medios   | 450.00.63 (catálogo Ortopedia )      |                              |                         |
| Imagen completa  |                                      | Imagen detallada             |                         |
|   |                                      |                              |                         |
| Medida   | 20mm 30cm                            | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento  |                                      |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación   |                                      |                              |                         |
| Material   |                                      |                              |                         |
|  | N° de material (Denominación DIN)    |                              |                         |
| Cuerpo   | 1.4034 (X46Cr13)                     |                              |                         |
| Mango  | PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) |                              |                         |