



Ficha técnica REF 28.67.20P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.67.20P	Dahmen cincel 20mm 30cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432584
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK24-1



Medicon medios 450.00.63 (catálogo Ortopedia)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	20mm 30cm	Revestimiento	
--------	-----------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)
Mango	PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)