







Ficha técnica REF 28.67.34

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.67.34	Dahmen cinceal 4mm 30cm ang	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826040017
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,140	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	4mm 30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4034 (X46Cr13) HGW_2082 (PF_CC_201)		