







## Ficha técnica REF 28.67.36P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.67.36P	Dahmen cincel 6mm 30cm ang	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432638
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	6mm 30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		
Mango	PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		