



Ficha técnica REF 28.67.50P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.67.50P	Dahmen cincel 20mm 30cm ang	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432683
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
Referencia	28.67.50P	Dahmen cincel 20mm 30cm ang	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826432683
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1





Medicon medios 450.00.63 (catálogo Ortopedia)

Medicon medios 450.00.63 (catálogo Ortopedia)

Imagen completa

Imagen detallada





Medida	20mm 30cm	Revestimiento	
Medida	20mm 30cm	Revestimiento	

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)
Mango	PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)
Mango	PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)