







## Ficha técnica REF 28.67.55

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.67.55	Dahmen cinceal 25mm 30cm ang	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826040109
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,140	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	25mm 30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4034 (X46Cr13) HGW_2082 (PF_CC_201)		