






Ficha técnica REF 28.68.02P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.68.02P	cincel 10mm 42cm cvr graduación	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826459536
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,210	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	10mm 42cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4034 (X46Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		