








Ficha técnica REF 28.68.04

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	28.68.04	cincel 20mm 42cm rct graduación	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826040239
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,180	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.04.65 (prospecto Thora MIC cirugía toracoscop mini inv)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	20mm 42cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4034 (X46Cr13) HGW_2082 (PF_CC_201)		